

**enhanced**  
**vision**

**pebble** HD



# *Краткое руководство* Pebble HD



# pebble HD

## Краткое руководство

Разъём для зарядного устройства

Нажмите, чтобы сделать  
стоп-кадр или вернуться  
к «живой» картинке

Цветовой  
режим –  
переключает  
предустанов-  
ленные  
режимы

Прибавляет  
увеличение

Уменьшает  
увеличение

Индикатор заряда  
аккумулятора

Кнопка питания – нажмите и  
удержите, чтобы выключить;  
нажмите кратко для перехода в  
режим ожидания

Нажмите и удержите  
для входа в Галерею

